



# ALLERG-O-SYSTEM

## Manuelle Testdurchführung



### Merkmale für die Allergie *in-vitro* Diagnostik

- ALLERG-O-SYSTEM bestehend aus Reader, Washer, Lichttisch (optional)
- Quantitative Bestimmung von spezifischem IgE, IgG, IgG4 und Gesamt IgE
- Standardkurve mit 4 oder 6 Standards (WHO 75/502 kalibriert) für spezifisches IgE
- Bis zu 800 Bestimmungen pro Tag
- Optimiert für den Gebrauch mit Panels

### Zugehörige Produkte für die Allergie *in-vitro* Diagnostik

- |  |   |                          |                      |
|--|---|--------------------------|----------------------|
| • Spezifisches IgE EAST mit 4 Kalibratoren | <b>REF</b> 0540200PKL&<br><b>REF</b> 0541000PKL | • Spezifisches IgE REAST | <b>REF</b> 052xxxxFL |
| • Referenz System                          | <b>REF</b> 074000PQ                             | • Total IgE ALLERG-O-LIQ | <b>REF</b> 08101FL   |
| • Spezifisches IgE EAST mit 6 Kalibratoren | <b>REF</b> 0560200PKL&<br><b>REF</b> 0561000PKL | • Referenz System        | <b>REF</b> 07050FL   |
| • Referenz System                          | <b>REF</b> 076000PQ                             | • Allergene              | <b>REF</b> Code-FL   |
| • Allergene                                | <b>REF</b> Code                                 | • Spezifisches IgG       | <b>REF</b> 10100PG   |
| • Total IgE-HRP EIA                        | <b>REF</b> 08102CP                              | • Spezifisches IgG4      | <b>REF</b> 10104PG   |
|  |   | • Allergene              | <b>REF</b> 13-Code-G |

2011-05

**DR. FOOKE**  
LABORATORIEN GmbH