



Lateral Flow Assay Reader

Der LFA (Lateral Flow Assay) Reader ist ein mobiles Messgerät zur quantitativen Auswertung und Dokumentation von **ALFA (Allergy Lateral Flow Assay)** und **AI-LFA (Autoimmune Lateral Flow Assay)**, Schnelltests zur Bestimmung von **slgE (ALFA)** und Autoimmunparametern (AI-LFA)



Abbildung 1 LFA Reader

- Quantitative Auswertung
 - Messergebnis in Units (U/mL für ALFA und RU für AI-LFA)
 - Einteilung in Klassen (analog zu RAST Klassen (ALFA))
- Dokumentation der Ergebnisse mittels
 - Ausdruck (mitgelieferter Drucker)
 - Speichern auf dem internen Speicher des Geräts
 - Exportieren der Ergebnisse
- Vereinfachte Bedienung durch integrierten Barcode Scanner zum Einlesen von Allergenen, Antigenen und Patientenseren
- Sowohl Einfach- als auch Achtfach-Kassetten sind auslesbar



Abbildung 2 Befundausdruck LFA Reader für ALFA




Abbildung 3
a) verschiedene Resultate (Achtfach-Kassette),
b) positives Resultat (Einfach-Kassette).

DR FOOKE

2016-04