



Liste der ALFA Allergene

ALFA Allergene zum Gebrauch in Kombination mit dem ALFA Basis Set

REF1800010 und **REF** 184000

Durch die Auswahl der geeigneten Allergenlösungen kann Symptom- und Patienten-spezifisch getestet werden. Unter anderem sind folgende Einzel-Allergene und Allergen-Mischungen erhältlich:

Allergen-Mischungen:

Code	Name	REF	Bestimmungen
ALFA Allergen-Mischungen			
S	ALFA Seasonal Inhalation Screen (g6, t3, w6, m6)	18-SIS 001	20
P	ALFA Perennial Inhalation Screen (d1, d2, i6, m3)	18-PIS 001	20
t x 1	ALFA Screen tx1 (t2, t3, t4)	18-t x 001	20
t x 2	ALFA Screen tx2 (t9, t23)	18-t x 002	20
t x 4	ALFA Screen tx4 (t1,t3,t5,t7,t11,t14)	18-t x 004	20
g x 1	ALFA Screen gx1 (g3,g4,g5,g6,g8)	18-g x 001	20
g x 2	ALFA Screen gx2 (g1,g5,g7,g12,g13)	18-g x 002	20
m x 1	ALFA Screen mx1 (m2, m3, m6)	18-m x 001	20
e x 1	ALFA Screen ex1 (e1, e5)	18-e x 001	20
w x 1	ALFA Screen wx1 (w1, w6, w9)	18-w x 001	20
w x 2	ALFA Screen wx2 (w1, w19, w21)	18-w x 002	20
w x 32	ALFA Screen wx32 (w1,w6,w8,w9)	18-w x 032	20
d x 1	ALFA Screen dx1 (d1, d2, d3, d4)	18-d x 001	20
f x 1	ALFA Screen fx1 (f49, f73, f84)	18-f x 001	20
f x 2	ALFA Screen fx2 (f85, f31)	18-f x 002	20
f x 3	ALFA Screen fx3 (f16, f17)	18-f x 003	20
f x 5	ALFA Screen fx5 (f1,f2,f3,f4,f13,f14,f17)	18-f x 005	20

ALFA Allergen-Mischungen sind als Screening Tests konzipiert, d. h. mit der jeweiligen Allergenlösung soll die größtmögliche Anzahl von Allergikern erfasst werden. Hierzu sind in den ALFA Screens sogenannte Leitallergene zusammengestellt worden. Für den ALFA Seasonal Inhalation Screen wurden z.B. g6 (Lieschgras), t3 (Birke), w6 (Beifuß) und m6 (Alternaria alternata) eingesetzt. g6 erfasst stellvertretend für alle weiteren Gräser >96% aller Grasallergiker ⁽¹⁾, t3 ist hoch kreuzreaktiv mit t2 und t4, w6 zeigt häufige Kreuzreaktivität mit w1, m6 ist der bedeutendste saisonale Schimmelpilz. Ebenso wurde bei der Allergenauswahl der weiteren ALFA Screens verfahren. 0

⁽¹⁾ Phleum pratense alone is sufficient for allergen-specific immunotherapy against allergy to Pooideae grass pollens Hejl C, Wurtzen PA, Kleine-Tebbe J, Johansen N, Broge L, Ipsen H. *Clin Exp Allergy*. 2009 May; 39(5):752-9

Komponenten:

Code	Name	REF	Bestimmungen
ALFA Komponenten			
ccd	ALFA Screen CCD (HRP)	18-ccd 001	10

Weitere verfügbare rekombinante und native Allergene finden Sie in der aktuelle Liste der rekombinanten und nativen Allergene!





Einzel-Allergene:

Code	Name	REF	Determinations
ALFA Single Allergens			
d1	ALFA D. pteronyssinus	18-d 001	10
d2	ALFA D. farinae	18-d 002	10
d3	ALFA Eurolyphus maynei	18-d 003	10
d4	ALFA D. Microceras	18-d 004	10
e1	ALFA Katze (Epithel) / Cat (Dander)	18-e 001	10
e3	ALFA Pferd (Epithel) / Horse (Dander)	18-e 003	10
e4	ALFA Rind (Epithel) / Cow (Dander)	18-e 004	10
e5	ALFA Hund (Epithel) / Dog (Dander)	18-e 005	10
e6	ALFA Meerschweinchen (Haare) / Guinea Pig (Hair)	18-e 006	10
e10	ALFA Papagei (Federn) / Parrot (Feathers)	18-e 010	10
e81	ALFA Schaf (Epithel) / Sheep (Dander)	18-e 081	10
e82	ALFA Kaninchen (Haare) / Rabbit (Hair)	18-e 082	10
e85	ALFA Huhn (Federn) / Chicken (Feathers)	18-e 085	10
f1	ALFA Eiklar / Egg White	18-f 001	10
f2	ALFA Kuhmilch / Cow's Milk	18-f 002	10
f3	ALFA Kabeljau / Cod Fish	18-f 003	10
f4	ALFA Weizen / Wheat	18-f 004	10
f5	ALFA Roggenmehl / Rye Flour	18-f 005	10
f6	ALFA Gerstenmehl / Barley Flour	18-f 006	10
f7	ALFA Hafermehl / Oat Flour	18-f 007	10
f8	ALFA Maismehl / Corn Flour	18-f 008	10
f9	ALFA Reis / Rice	18-f 009	10
f11	ALFA Buchweizenmehl / Buckwheat Flour	18-f 011	10
f12	ALFA Erbse / Pea	18-f 012	10
f13	ALFA Erdnuss / Peanut	18-f 013	10
f14	ALFA Soja / Soy	18-f 014	10
f16	ALFA Walnuss / Walnut	18-f 016	10
f17	ALFA Haselnuss / Haselnut	18-f 017	10
f23	ALFA Krabbe / Crab	18-f 023	10
f24	ALFA Garnele / Shrimp	18-f 024	10
f25	ALFA Tomate / Tomato	18-f 025	10
f26	ALFA Schweinefleisch / Pork	18-f 026	10
f27	ALFA Rindfleisch / Beef	18-f 027	10
f29	ALFA Banane / Banana	18-f 029	10
f31	ALFA Karotte / Carrot	18-f 031	10
f33	ALFA Orange	18-f 032	10
f35	ALFA Kartoffel / Potato	18-f 035	10
f40	ALFA Tunfisch / Tuna	18-f 040	10
f44	ALFA Erdbeere / Strawberry	18-f 044	10
f45	ALFA Bäckerhefe / Yeast	18-f 045	10
f49	ALFA Apfel / Apple	18-f 049	10
f52	ALFA Schokolade / Chocolate	18-f 052	10
f53	ALFA Pfirsich / Peach	18-f 053	10
f61	ALFA Blumenkohl / Cauliflower	18-f 061	10
f73	ALFA Kirsche / Cherry	18-f 073	10
f76	ALFA Alpha-Lactalbumin	18-f 076	10
f77	ALFA Beta-Lactoglobulin	18-f 077	10
f78	ALFA Casein	18-f 078	10
f79	ALFA Gluten	18-f 079	10
f84	ALFA Kiwi	18-f 084	10
f85	ALFA Sellerie / Celeriac	18-f 085	10
f91	ALFA Mango	18-f 091	10
f134	ALFA Broccoli	18-f 134	10
f151	ALFA Zucchini	18-f 151	10
f219	ALFA Ziegenmilch / Goat's milk	18-f 219	10
f248	ALFA Dattel / Date	18-f 248	10
f252	ALFA Ei / Egg	18-f 252	10
i1	ALFA Bienengift / Honey Bee Venom	18-i 001	10
i3	ALFA Wespengift / Wasp Venom	18-i 003	10
i6	ALFA Küchenschabe / Cockroach	18-i 006	10
i7	ALFA Hornissengift / Hornet Venom	18-i 007	10
i71	ALFA Stechmücke / Mosquito	18-i 071	10
g1	ALFA Ruchgras / Sweet Vernal Grass	18-g 001	10
g2	ALFA Hundszahngras / Bermuda Grass	18-g 002	10
g3	ALFA Knäulgras / Orchard Grass	18-g 003	10
g4	ALFA Wiesenschwingel / Meadow fescue	18-g 004	10
g5	ALFA Lolch / Perennial Rye Grass	18-g 005	10
g6	ALFA Lieschgras / Thimothy Grass	18-g 006	10
g8	ALFA Wiesenrispengras / June Grass	18-g 008	10
g10	ALFA Sudangras / Sudan Grass	18-g 010	10
g11	ALFA Trespe / Brome Grass	18-g 011	10
g12	ALFA Roggen / Rye	18-g 012	10
g13	ALFA Wolliges Honiggras / Velvet Grass	18-g 013	10
g14	ALFA Hafer / Cultivated Rye	18-g 014	10
g15	ALFA Weizen / Wheat	18-g 015	10
g17	ALFA Bahiagrass / Bahia Grass	18-g 017	10
g20	ALFA Mais / Corn	18-g 020	10
g21	ALFA Quecke / Couch Grass	18-g 021	10
k82	ALFA Latex (Hevea brasiliensis)	18-k 082	10
t1	ALFA Ahorn / Maple	18-t 001	10
t2	ALFA Erle / Alder	18-t 002	10
t3	ALFA Birke / Birch	18-t 003	10
t4	ALFA Hasel / Hazel	18-t 004	10
t5	ALFA Buche / Beech	18-t 005	10
t7	ALFA Eiche / Oak	18-t 007	10
t9	ALFA Olive	18-t 009	10
t12	ALFA Salweide / Willow	18-t 012	10
t14	ALFA Pappel / Poplar	18-t 014	10
t15	ALFA Esche / Ash	18-t 015	10
t23	ALFA Zypress / Cypress	18-t 023	10
w1	ALFA Ambrosia artemisiifolia	18-w 001	10
w6	ALFA Beifuß / Mugwort	18-w 006	10
w7	ALFA Margerite / Ox Eye Daisy	18-w 007	10
w8	ALFA Ambrosia artemisiifolia	18-w 008	10
w9	ALFA Spitzwegerich / Engl. Plantain	18-w 009	10
w10	ALFA Weißer Gänsefuß / Lamb's Quarters	18-w 010	10
w11	ALFA Salzkraut / Saltwort	18-w 011	10
w12	ALFA Echte Goldrute / Goldenrod	18-w 012	10
w15	ALFA Melde / Scale	18-w 015	10
w18	ALFA Weißer Gänsefuß / Lamb's Quarters	18-w 018	10
w19	ALFA Parietaria judaica	18-w 019	10
w20	ALFA Brennessel / Nettle	18-w 020	10
w21	ALFA Parietaria officinalis	18-w 021	10
w29	ALFA Sonnenblume / Sunflower	18-w 029	10
m1	ALFA Penicillium notatum	18-m 001	10
m2	ALFA Cladosporium herbarum	18-m 002	10
m3	ALFA Aspergillus fumigatus	18-m 003	10
m4	ALFA Mucor racemosus	18-m 004	10
m5	ALFA Candida albicans	18-m 005	10
m6	ALFA Alternaria alternata	18-m 006	10
m8	ALFA Helminthosporium halodes	18-m 008	10
m9	ALFA Fusarium moniliforme	18-m 009	10
m11	ALFA Rhizopus nigricans	18-m 011	10
m33	ALFA Aspergillus niger	18-m 033	10

Weitere Allergene und Allergen-Mischungen auf Anfrage!

Für Informationen zu Leistungsdaten lesen Sie bitte die entsprechenden Produktinformationen von ALFA.

2016-04

DR FOOKE

Dr. Fooke Laboratorien GmbH - Habichtweg 16 - 41468 Neuss - Germany
Phone: + 49 2131 2984-0 - Fax: + 49 2131 2984-84 - email: information@fooke-labs.de